

発育性股関節形成不全(DDH)早期治療用

# FLA<sup>フラブ</sup>B 装具

610N

監修

慈誠会 山根病院  
整形外科

星野弘太郎先生

商標登録:No.6942302

適応

(生後3ヶ月未満)

Type IIa-~IIc (Graf<sup>1)</sup>)

Type IIa~III (渡邊<sup>2)</sup>)

肌に  
やさしい!

ヒューマンポジションを!

安全に

ヒューマンポジションとは  
屈曲100°~110°かつ外転最大55°までの子宮内肢位を意味します。

屈曲+外転  
アシスト装具!

通気性が  
いい!

受注生産

(納期:約1週間)

1) Graf et al. Essentials of infant hip sonography according to Graf. Stolzalpe Sonocenter 2017.


2) 渡邊研二. 発育性股関節形成不全の早期治療成績. 整形外科 70:843-849,2019.

生後3ヶ月未満の  
DDHの早期治療に  
医師監修の装具を。

赤ちゃんの快適性と  
安全性を両立する  
高反発素材。



内側生地は  
防水素材で  
安心




内部素材は通気性に優れた  
高反発素材を使用。

開排位



背面



サイズ展開

| サイズ    | S     | M     | L     |
|--------|-------|-------|-------|
| 胸囲(cm) | 34~40 | 40~46 | 46~52 |

※製品の仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

詳しい製品情報は、総合カタログか当社までお問い合わせください。

**N** 中村ブレイス株式会社

世界遺産・石見銀山 | NAKAMURA BRACE CO.,LTD. | ISO9001 (品質) 認証取得

本社 〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132 TEL 0854-89-0231 FAX 0854-89-0018  
東京事務所 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3 世田谷ビジネススクエアヒルズII 2F-25号  
TEL 03-3709-9361 FAX 03-3709-9362

E-mail nakamura@nakamura-brace.co.jp ホームページ <https://www.nakamura-brace.co.jp/>

©Nakamura Brace Co.,Ltd. All Rights Reserved.

WEB



FACEBOOK



INSTAGRAM

